

CORDLESS MASSAGE GUN

PMAS1



USER MANUAL

 platinet




Round Head

Used for hand, back, leg, muscle.



Bullet Head

Used for deep tissue, such as joint, palm and plantar.



Flat Head

Used for all parts of the body.



„U” Shape Head

Used for neck, spine, and Achilles.

EN User Manual

Package Contents
Massage Gun
4pcs Interchangeable Heads
USB Charging Cable
Instruction Manual

Key Features

Rechargeable Cordless Massage
6 Power Level Massage Mode
Helps relieve muscle soreness and stiffness
Improves range of motion
Promotes blood circulation

Safety Precautions

For adults only.
Do not place anything into the ventilation holes on the shaft.
Do not put this product into water or let water get into it.
Use only the attached USB Charging Cable for recharging.
Do not leave this product unattended when working or on charge.
Do not use accessories which are not recommended.
Do not use this product outdoors.
Recommended usage time of this product is 15 minutes/session.
Please do not use it in a moist environment such as bathroom.
Please do not use it when there is a drastic change in temperature.
Please switch off the power and unplug the machine after use.
Please do not use it when surrounding temperature is above 104°F (or 40°C).
Please do not use it when surrounding temperature is below 41°F (5°C).
Do not place it near fire or directly under the sun.

People who have the below symptoms, please consult a doctor before use

People who are suffering from skin conditions such as swollen skins, sunburnt or other dermatology diseases.
People who are suffering from malignant tumors, acute diseases, heart diseases, stroke or severe hypertension.
People who are suffering from any blood circulation disorders such as thrombosis, severe aneurysms and venous tumors; or from any skin infections.
People who are suffering from osteoporosis.
People who are suffering from heart disease or carrying electronic medical equipment such as heart pacemaker.
Pregnant women or women that are in menses period.
People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
People who have open wounds.

Safety

Use only on a dry surface.
Check the massaged area frequently and immediately

stop using when there is pain or discomfort.
This product is not to be used for medical treatment purposes.

Recommended usage time of this product is 15 minutes/session.

Do not use wet hands to pull the plug.
If the power cord is damaged, it must be replaced.
If the product is found damaged, broken, suffering from power leakage, or with exposed parts, please stop using it.

Do not turn on the product when it is being charged.
Do not use this product continuously for over 30 minutes, or else the temperature control will automatically turn off the machine. If so, please allow a 30-minute break before resuming.

How to Operate

Choose a suitable massage head and plug into the massage gun.
Press the Power [Mode] button to turn on.
Switch to 6 different massage mode. *Auto Off Setting at around 15 minutes
Set the massage at a desired speed on your body, apply pressure accordingly.

How to Charge

Before using it for the first time, charge it fully (about 3 hours).
Connect the USB Charging Cable (included) to a suitable USB power outlet rated DC 5V/2A, and then the other end to the DC Charging Port of the device.
6 Red LEDs will flash, when the battery is being charged.
All 6 LED Lights will stay on, when the battery is fully recharged.

Maintenance and cleaning

Please don't disassemble the product.
Please always turn off the main power after use.
Keep device in dry and dustless environment.
Do not keep this product at a high temperature or near fire. Do not keep under direct sunlight.
Please clean this product with dry cloth.
Before cleaning, please make sure the switch has been turned off and the power plug has been disconnected from the product.

Product Specifications

Product Weight: 1237 grams
Charging Time: About 3 Hours
Working Time: About 30Minutes
Speed at Mode 1: 2100rpm
Speed at Mode 2: 2300rpm
Speed at Mode 3: 2500rpm
Speed at Mode 4: 2700rpm
Speed at Mode 5: 2900rpm
Speed at Mode 6: 3100rpm
Static State Current [Max.]: 30uA
Working Current: [Max.]: 4000mA
Static State Power [Max]: 0.22mW
Voltage: 7.4V 1500mAh
Rated Power: 20W
Rated time: 15 minutes

PL Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania;

- pistolet do masażu
- 4 szt. wymiennych końcówek
- kabel do ładowania
- instrukcja obsługi

Kluczowe cechy produktu;

- Bezprzewodowy
- 6 trybów pracy
- Pomaga złagodzić bolesność i sztywność mięśni
- Poprawia zakres ruchu
- Wspomaga krążenie krwi

Środki ostrożności

- Tylko dla dorosłych.
 - Nie umieszczaj niczego w otworach wentylacyjnych urządzenia.
 - Nie wkładaj do wody ani nie pozwól, aby woda dostata do środka.
 - Do ładowania używaj tylko dotychczasowego kabla USB.
 - Nie pozostawiaj tego produktu bez nadzoru podczas pracy lub ładowania.
 - Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane.
 - Nie używaj tego produktu na zewnątrz.
 - Zalecany czas użytkowania tego produktu to 15 minut / sesję.
- Nie używaj go w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.
- Nie używaj go w przypadku drastycznej zmiany temperatury.
 - Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.
 - Nie używaj gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 104°F (lub 40°C).
 - Nie używaj gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C (41°F).
 - Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Osoby z poniższymi schorzeniami przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza;

- Choroby skóry, takie jak obrzęk, oparzenia, choroby dermatologiczne
- Nowotwory, choroby serca, nadciśnienie
- Zaburzenia krążenia
- Osteoporoza
- Otwarte rany

Produktu nie powinny używać;

- Kobiety w ciąży, lub w okresie menstruacyjnym
- Osoby z rozrusznikiem serca

Środki bezpieczeństwa;

- Stosować tylko na suchej powierzchni ciała
- Często sprawdzaj masowany obszar i natychmiast przestań go używać, gdy pojawi się ból lub dyskomfort.

- Ten produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych.
- Zalecany czas użytkowania to 15 minut / sesję.
- Nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić.
- Jeśli okaże się, że produkt jest uszkodzony przestań go używać.
- Nie włączaj produktu podczas ładowania.
- Nie używaj produktu dłużej niż 30minut bez przerwy, w przeciwnym razie w celu uniknięcia przegrzania urządzenie zostanie wyłączone automatycznie. Jeśli tak się stanie, to przed ponownym użyciem należy odczekać 30 minut.

Sposób użycia;

1. Wybierz odpowiednią głowicę masującą i podłącz do urządzenia
2. Naciśnij przycisk uruchamiania
3. Przyciskiem uruchamiania wybierz trym masażu

Sposób ładowania;

- Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do pełna (około 3 godzin).
- Podłącz kabel zasilający do gniazda USB 5V/2A, a drugi koniec kabla do portu DC w urządzeniu
 - 6 czerwonych diod LED będzie migać podczas ładowania
 - Po całkowitym naładowaniu wszystkie 6 diod będzie świecić

Konserwacja i czyszczenie produktu;

- Nie rozmontowuj urządzenia
 - Po użyciu zawsze wyłącz zasilanie
 - Przechowuj w suchym i bezpyłowym miejscu
 - Nie narażaj produktu na wysokie temperatury.
- Nie wystawiaj bezpośrednio na działanie promieni słonecznych
- Produkt należy czyścić suchą, miękką szmatką
 - . Przed czyszczeniem upewnij się że urządzenie odłączone jest od zasilania

Specyfikacja produktu

- Waga produktu: 1237 gramów
- Czas ładowania: około 3 godzin
- Czas pracy: około 30 minut
- Prędkość w trybie 1: 2100 obr./min
- Prędkość w trybie 2: 2300 obr./min
- Prędkość w trybie 3: 2500 obr./min
- Prędkość w trybie 4: 2700 obr./min
- Prędkość w trybie 5: 2900 obr./min
- Prędkość w trybie 6: 3100 obr./min
- Prąd stanu statycznego (maks.): 30uA
- Prąd roboczy: [maks.]: 4000mA
- Moc stanu statycznego (maks.): 0,22 mW
- Napięcie: 7,4 V 1500 mA
- Moc znamionowa: 20 W.
- Nominalny czas pracy: 15 minut

CZ Návod k obsluze

Obsah balení

- Masážní pistole
- 4ks výměnných hlav
- Nabíjecí kabel USB
- Návod k použití

Klíčové vlastnosti

- Dobíjecí bezdrátová masáž
- 6 Režimů masáže úrovně výkonu
- Pomáhá zmírnit bolesti svalů a ztuhlost
- Zlepšuje rozsah pohybu
- Podporuje krevní oběh

Bezpečnostní opatření

- Pouze pro dospělé.
- Do větracích otvorů na hřídeli nic nevkládejte.
- Neponořujte tento výrobek do vody a nedovte, aby se do něj dostala voda.
- K nabíjení používejte pouze připojený nabíjecí kabel USB.
- Nenechávejte tento výrobek bez dozoru při práci nebo při nabíjení.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno.
- Nepoužívejte tento výrobek venku.
- Doporučená doba použití tohoto produktu je 15 minut / relaci.
- Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Nepoužívejte jej, pokud dojde k drastické změně teploty.
- Po použití vypněte napájení a odpojte zařízení ze zásuvky.
- Nepoužívejte jej, pokud je okolní teplota až 40 ° C.
- Nepoužívejte jej, pokud je okolní teplota nižší než 5 ° C.

- Neumisťujte jej do blízkosti ohně nebo přímo na slunce.

1. Lidé, kteří mají níže uvedené příznaky, poraďte se s lékařem před použitím

- Lidé trpící kožními chorobami, jako jsou otoky kůže, spáleniny sluncem nebo jiná dermatologická onemocnění.
- Lidé trpící zhoubnými nádory, akutními chorobami, srdečními chorobami, cévní mozkovou příhodou nebo těžkou hypertenzí.
- Lidé trpící jakýmkoli poruchami krevního oběhu, jako jsou tromboza, závažné aneurizma a žilní nádory; nebo z kožních infekcí.
- Lidé trpící osteoporózou.
- Lidé, kteří trpí srdečními chorobami nebo nosí elektronické lékařské vybavení, jako je kardiostimulátor.
- Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace.
- Lidé, jejichž tělo je mokré, mají zakázáno tento výrobek používat.
- Lidé, kteří mají otevřené rány.

Bezpečnost

- Používejte pouze na suchý povrch.
- Masírovanou oblast často kontrolujte a okamžitě přestaňte používat, pokud máte bolesti nebo pocítujete

nepohodlí.

- Tento produkt nesmí být používán k lékařským účelům.
- Doporučená doba použití tohoto produktu je 15 minut / relaci.
- K vytahování zástrčky nepoužívejte mokré ruce.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn.
- Pokud zjistíte, že je výrobek poškozený, rozbitý, trpí únikem energie nebo má odkryté části, přestaňte jej používat.
- Nezapínejte produkt, když se nabíjí.
- Nepoužívejte tento výrobek nepřetržitě déle než 30 minut, jinak by se regulace teploty automaticky vypnula. Pokud ano, počkejte prosím 30 minut (přestávka), než budete pokračovat.

Jak ovládat

- Vyberte vhodnou masážní hlavici a zapojte ji do masážní pistole.
- Zapněte jej stisknutím tlačítka napájení (režim).
- Přepněte mezi 6 různými režimy masáže. * Nastavení automatického vypnutí přibližně 15 minut
- Nastavte masáž na požadovanou rychlost na vašem těle a odpovídajícím způsobem vyvíjte tlak.

Jak nabíjet

- Před prvním použitím plně nabijte (přibližně 3 hodiny).
- Připojte nabíjecí kabel USB (je součástí dodávky) do vhodné zásuvky USB s napětím 5 V / 2 A a poté druhý konec do nabíjecího portu stejnosměrného proudu na zařízení.
- Během nabíjení baterie bude blikat 6 červených LED.
- Všech 6 LED diod zůstane svítit, když je baterie plně nabitá.

Údržba a čištění

- Produkt nerozebírejte.
- Po použití vždy vypněte hlavní napájení.
- Uchovávejte zařízení v suchém a bezprašném prostředí.
- Neuchovávejte tento výrobek při vysoké teplotě nebo v blízkosti ohně. Neuchovávejte na přímém slunečním světle.
- Očistěte tento výrobek suchým hadříkem.
- Před čištěním se ujistěte, že je vypnutý vypínač a že je zástrčka napájecího kabelu odpojena od produktu.

Specifikace produktu

Hmotnost produktu: 1237 gramů
Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny
Pracovní doba: přibližně 30 minut
Rychlost v režimu 1: 2100 ot./min
Rychlost v režimu 2: 2300 ot./min
Rychlost v režimu 3: 2500 ot./min
Rychlost v režimu 4: 2700 ot./min
Rychlost v režimu 5: 2 900 ot./min
Rychlost v režimu 6: 3100 ot./min
Proud statického stavu [max.]: 30uA
Pracovní proud: [max.]: 4000 mA
Statický výkon [max.]: 0,22 mW
Napětí: 7.4V 1500mAh
Jmenovitý výkon: 20 W.
Jmenovitý čas: 15 minut

SK Návod na obsluhu

Obsah balenia

- o Masážne pištole
- o 4ks výmenných hláv
- o Nabíjací kábel USB
- o Návod na použitie

Kľúčové vlastnosti

- o Dobíjacie bezdrôtová masáž
- o 6 Režimov úrovne výkonu
- o Pomáha zmierniť bolesti svalov a stuhnutosť
- o Zlepšuje rozsah pohybu
- o Podporuje krvný obeh

Bezpečnostné opatrenia

- o Len pre dospelých.
- o Do vetracích otvorov na hriadieli nič nekladajte.
- o Neponárajte tento výrobok do vody a nedovoľte, aby sa do neho dostala voda.
- o Na nabíjanie používajte iba pripojený nabíjací kábel USB.
- o Nenechávajte tento výrobok bez dozoru pri práci alebo pri nabíjaní.
- o Nepoužívajte prislúšenstvo, ktoré nie je odporúčané.
- o Nepoužívajte tento výrobok vonku.
- o Odporúčaná doba použitia tohto produktu je 15 minút / reláciu.
- o Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni.
- o Nepoužívajte ho, pokiaľ dôjde k drastickému zmene teploty.
- o Po použití vypnite napájanie a odpojte zariadenie zo zásuvky.
- o Nepoužívajte ho, ak je okolitá teplota až 40 ° C.
- o Nepoužívajte ho, ak je okolitá teplota nižšia ako 5 ° C.
- o Neumiestňujte ho do blízkosti ohňa alebo priamo na slnko.

1. Ľudia, ktorí majú nižšie uvedené príznaky, poraďte sa s lekárom pred použitím
 - Ľudia trpiaci kožnými chorobami, ako sú opuchy kože, spáleniny slnkom alebo iná dermatologické ochorenia.
 - Ľudia trpiaci zhubnými nádormi, akútnymi ochoreniami, srdcovými chorobami, cievnu mozgovou príhodou alebo ťažkou hypertenziou.
 - Ľudia trpiaci akýmkoľvek poruchami krvného obehu, ako sú trombóza, závažné aneurizma a žilovej nádory; alebo z kožných infekcií.
 - Ľudia trpiaci osteoporózou.
 - Ľudia, ktorí trpia srdcovými chorobami alebo nosia elektronické lekárske vybavenie, ako je kardiostimulátor.
 - Tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie.
 - Ľudia, ktorých telo je mokré, majú zakázané tento výrobok používať.
 - Ľudia, ktorí majú otvorené rany.

Bezpečnosť

- Používajte iba na suchý povrch.
- masírovanej oblasti často kontrolujte a okamžite prestaňte používať, ak máte bolesti alebo pociťujete nepohodlie.

- Tento produkt nesmie byť používaný na lekárske účely.
- Odporúčaná doba použitia tohto produktu je 15 minút / reláciu.
- Na vyťahovanie zástrčky nepoužívajte mokré ruky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený.
- Ak zistíte, že je výrobok poškodený, rozbitý, trpí únikom energie alebo má odkryté časti, prestaňte ho používať.
- Nezapínajte produkt, keď sa nabíja.
- Nepoužívajte tento výrobok nepretržite dlhšie ako 30 minút, inak by sa regulácia teploty automaticky vypala. Ak áno, počkajte prosím 30 minút (prestávka), než budete pokračovať.

Ako ovládať

- Vyberte vhodnú masážnu hlavicu a zapojte ju do masážnej pištole.
- Zapnite ho stlačením tlačidla napájania (režim).
- Prepnite medzi 6 ruznými režimami masáže. *
- Nastavenie automatického vypnutia približne 15 minút
- Nastavte masáže na požadovanú rýchlosť na vašom tele a zodpovedajúcim spôsobom vyvíjajte tlak.

Ako nabíjať

- Pred prvým použitím plne nabite (približne 3 hodiny).
- Pripojte nabíjací kábel USB (je súčasťou dodávky) do vhodnej zásuvky USB s napätím 5 V / 2 A a potom druhý koniec do nabijacieho portu jednosmerného prúdu na zariadení.
- Počas nabíjania batérie bude blikať 6 červených LED.
- Všetkých 6 LED diód zostane svietiť, keď je batéria plne nabitá.

Údržba a čistenie

- Produkt nerozoberajte.
- Po použití vždy vypnite hlavné napájanie.
- Uchovávajte zariadenie v suchom a bezprašnom prostredí.
- Uchovávajte tento výrobok pri vysokej teplote alebo v blízkosti ohňa. Neuchovávajte na priamom slnečnom svetle.
- Očistite tento výrobok suchou handričkou.
- Pred čistením sa uistite, že je vypnutý vypínač a že je zástrčka napájacieho kábla odpojená od produktu.

Špecifikácia produktu

Hmotnosť produktu: 1237 gramov
Doba nabíjania: približne 3 hodiny
Pracovný čas: približne 30 minút
Rýchlosť v režime 1: 2100 ot./min
Rýchlosť v režime 2: 2300 ot./min
Rýchlosť v režime 3: 2500 ot./min
Rýchlosť v režime 4: 2700 ot./min
Rýchlosť v režime 5: 2 900 ot./min
Rýchlosť v režime 6: 3100 ot./min
Prúd statického stavu [max.]: 30uA
Pracovný prúd: [max.]: 4000 mA
Statický výkon [max.]: 0,22 mW
Napätie: 7.4V 1500mAh
Menovitý výkon: 20 W.
Menovitý čas: 15 minút

HU Használati utasítás

Csomag tartalma

- masszázspisztoly
- 4db cserélhető fej
- USB töltő kábel
- Használati útmutató

Főbb jellemzők

- Újratölthető vezeték nélküli masszírozógép
- 6 különböző erősségű masszáz mód
- Segít enyhíteni az izomfájdalmat és merevséget
- Javítja a mozgástartományt
- Elősegíti a vérkeringést

Biztonsági intézkedések

- Az eszköz felnőttek számára készült.
- Ne helyezzen semmit a készülék szellőzőnyílásaiba.
- Ne tegye a készüléket vízbe, ügyeljen, hogy a készülék belsejébe ne juthasson folyadék.
- Az eszköz feltöltéshez csak a mellékelt USB töltő kábelt használja.
- Üzemelés közben, illetve töltéskor ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt.
- Csak a készülékhez javasolt tartozékokkal használja az eszközt.
- Ne használja szabadban a készüléket.
- A termék ajánlott használati ideje 15 perc / alkalom.
- Kérjük, ne használja nedves környezetben, például fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja az eszközt drasztikus hőmérsékletváltozás esetén.
- Használat után kapcsolja ki készüléket és húzza ki a tápkábelt.
- Kérjük, ne használja, ha a környezeti hőmérséklet 104 °F (vagy 40 ° C) fölött van.
- Kérjük, ne használja, ha a környezeti hőmérséklet 41°F (5 ° C) alatt van.

- Óvja a készüléket a közeli nyílt lángtól, sugárzó hőhatástól vagy közvetlen napsütéstől.

1. Az alábbi tünetekkel rendelkező személyek, használat előtt konzultáljanak orvosukkal:

- Azok akik különböző bőrpörbőrmákkal küzdenek, mint például a felduzzadt bőr, a napégés vagy más bőrgyógyászati betegségek.
- Akik akut betegségben, szívbetegségben szenvednek illetve felmerült a stroke, a súlyos hipertónia vagy rosszindulatú daganat veszélye.
- Azon személyek, akiknek bármilyen bőrfertőzése van, vagy vérkeringési rendellenességekben szenvednek, például trombózis, súlyos aneurizma, vénás tumorok.
- Akik osteoporosisban szenvednek.
- Akik szívbetegségben szenvednek, vagy elektronikus orvosi berendezéseket hordoznak, mint például a szív pacemaker.
- A terhes nők, illetve nők a menstruációs periódusuk idején.
- Tilos használni a készüléket vizes, nedves testen.
- Nyílt sebekkel rendelkező személyek.

2. Biztonsági előírások

- Csak száraz felületen használja az eszközt.
- Rendszeresen ellenőrizze a masszírozott területet,

és azonnal hagyja abba a használatot, ha fájdalom vagy kellemetlen érzés lép fel.

- Ez a termék orvosi kezelési célokra nem használható.
- A termék ajánlott használati ideje 15 perc / alkalom.
- Nedves kézzel, ne nyúljon a töltőkábelhez.
- Ha a tápkábel sérült, akkor ki kell cserélni.
- Ha a termék megsérült, törött, akadozik az áramelátás, vagy hiányos a burkolata, kérjük, hagyja abba a használatot.
- A töltés ideje alatt ne kapcsolja be a készüléket.
- Ne használja az eszközt egy hazamban 30 percet meghaladóan, mert a hőmérsékletszabályozó automatikusan ki fogja kapcsolni a gépet. Ilyen esetben kérjük, hagyja, hogy a készülék lefolytassa a 30 perces szünetet és lehűljön.

Használat:

- Válassza ki a megfelelő masszázsfajta és dugja be a masszázspisztolya.
- Nyomja meg a POWER (MODE) gombot a bekapcsoláshoz.
- Válasszon a 6 különböző masszáz mód közül. * Az automatikus kikapcsolási idő hozzávetőleg 15 perc
- Állítsa be a masszírozót a kívánt sebességre a testén, és nyomja a kívánt területre.

A töltés

- Az első használat előtt tölts fel teljesen (kb. 3 óra).
- Csatlakoztassa az USB töltőkábelt (tartozék) egy megfelelő DC 5V / 2A névleges teljesítményű USB tápegységhez, majd a másik végét a készülék DC töltőportjához.
- 6 piros LED villog, amikor az akkumulátor lemerül.
- Amikor mind a 6 LED fény folyamatosan világít, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Karbantartás és tisztítás

- Ne szedje szét a készüléket.
- Használat után mindig kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- A készüléket száraz és pormentes környezetben tárolja.
- Óvja a készüléket a közeli nyílt lángtól, sugárzó hőhatástól vagy közvetlen napsütéstől.
- Kérjük a készüléket száraz ruhával tisztítsa.
- A tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, és a tápkábelt lecsatlakoztatták.

Termékjellemzők

Eszköz súlya: 1237 gramm
Töltési idő: körülbelül 3 óra
Üzemidő: körülbelül 30 perc
Sebesség az 1. módban: 2100RPM
Sebesség a 2. módban: 2300RPM
Sebesség a 3. módban: 2500RPM
Sebesség a 4. módban: 2700RPM
Sebesség az 5. módban: 2900RPM
Sebesség a 6. módban: 3100RPM
Aramerősség készenléti állapotban (max.): 30ua
Aramerősség üzemelés közben: (max.): 4000ma
Teljesítmény készenléti állapotban(max): 0,22mw
Feszültség: 7.4V 1500mAh
Névleges teljesítmény: 20w
Üzemidő: 15 perc

BA Uputstvo za upotrebu

Sadržaj paketa

Pištolj / masažer

- 4 dela zamenljivih glavnih delova
- USB kabl za punjenje
- Ključne karakteristike
- 6 načina masaže nivoa snage
- Pomaže u ublažavanju bolova i ukočenosti u mišićima
- Poboljšava opseg pokreta
- Promoviše cirkulaciju krvi

Mere bezbednosti

Samo za odrasle.

Ne stavljajte ništa u otvore za ventilaciju vratila.

Ne stavljajte ovaj proizvod u vodu niti dozvolite da voda uđe u njega.

Samo Za punjenje koristite samo isporučeni USB kabl za punjenje.

Ne ostavljajte ovaj proizvod bez nadzora tokom rada ili punjenja.

Ne koristite dodatke koji se ne preporučuju.

Ne koristite ovaj proizvod na otvorenom.

Preporučeno vreme upotrebe ovog proizvoda je 15 minuta po sesiji.

Molimo vas da ne koristite u vlažnom okruženju, kao što je kupatilo.

Molimo vas da ga ne koristite kada dođe do drastične promene temperature.

Molimo isključite napajanje i isključite uređaj iz upotrebe nakon upotrebe.

Molimo ne koristite kada je temperatura okoline do 104 ° F (ili 40 ° C).

Molimo nemojte koristiti kada je temperatura okoline niža od 5 ° C.

Ne stavljajte ga blizu vatre ili na direktnu sunčevu svetlost.

Ljudima koji imaju sledeće simptome, obratite se lekaru pre upotrebe

Ljudi koji pate od kožnih oboljenja poput otečene kože, opekotina od sunca ili drugih dermatoloških stanja.

Ljudi koji pate od malignih tumora, akutnih bolesti, bolesti srca, moždanog udara ili teške hipertenzije.

Ljudi koji pate od bilo kojih poremećaja cirkulacije, kao što su tromboza, teške aneurizme i venski tumori; ili od bilo kojih infekcija kože.

Ljudi koji pate od osteoporoze.

Ljudi koji pate od bolesti srca ili nose elektronsku medicinsku opremu kao što je srčani pejsmejker.

Trudnice ili žene koje imaju menstruaciju.

Ljudi čija su tela mokra ne bi smeli da koriste ovaj proizvod.

Ljudi koji imaju otvorene čireve.

Sigurnost

Koristiti samo na suvoj površini

Često proveravajte područje za masažu i odmah prestanite da ga koristite kada imate bol ili nelagodju.

Proizvod

Ovaj proizvod se ne sme koristiti u medicinske svrhe. Preporučeno vreme upotrebe ovog proizvoda je 15 minuta po sesiji.

Ne koristite mokre ruke za izvlačenje utikača.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti.

Ako se utvrdi da je proizvod oštećen, slomljen, pod električnim udarom ili sa otvorenim delovima, prestanite da ga koristite.

Nemojte uključivati proizvod tokom punjenja.

Ne koristite ovaj proizvod neprekidno duže od 30 minuta, jer će se kontrolom temperature mašina automatski isključiti.

Ako je to slučaj, sačekajte 30 minuta pre nego što nastavite.

Način upotrebe

Izaberite odgovarajući glavni deo i umetnite masažni pištolj. Pritisnite dugme za napajanje da biste ga uključili.

Na Prebacite se na 6 različitih načina masaže, podešavanje automatskog isključivanja za oko 15 minuta Postavite masažu na telo željenom brzinom, primenite pritisak u skladu s tim.

Kako napuniti uređaj

- Pre prve upotrebe napunite ga do kraja (oko 3 sata). Povežite USB kabl za punjenje (priklučen) sa odgovarajućim izlaznim naponom jednosmerne struje nazivnog USB 5V / 2A, a zatim sa drugim krajem DC priključka za punjenje uređaja.
- Kada se baterija napuni, trepće 6 crvenih LED dioda. Svih 6 LED lampica ostaće upaljeno kada se baterija potpuno napuni.

Održavanje i čišćenje

Nemojte rastavljati proizvod.

Molimo vas da uvek isključite glavno napajanje nakon upotrebe.

Uređaj čuvajte u suvom i prašnjavom okruženju.

Ne držite ovaj proizvod na visokim temperaturama ili u blizini vatre.

Ne čuvati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Očistite ovaj proizvod suvom krpom.

Pre čišćenja, proverite da li je prekidač isključen i da li je utičnica isključena iz proizvoda.

Specifikacije

Težina proizvoda: 1237 grama

Vreme punjenja: Otprilike 3 sata

Radno vreme: oko 30 minuta

Brzina u režimu 1: 2100 o / min

Brzina režima 2: 2300 o / min

Brzina u režimu 3: 2500 o / min

Brzina pri 4: 2700 o / min

Brzina u režimu 5: 2900 o / min

Brzina u režimu 6: 3100 o / min

Statička struja [maks.]: 30uA

Radna struja: [maks.]: 4000mA

Statički status [maksimum]: 0,22mV

Napon: 7.4V 1500mAh

Nazivna snaga: 20V

Ocenjeno vreme: 15 minuta

DE Anleitung

Packungsinhalt

- Massagepistole
- 4pcs austauschbarer Kopf
- USB-Ladekabel
- Benutzerhandbuch

Hauptmerkmale

- Wiederaufladbares drahtloses Massagegerät
- 6 verschiedene Intensitätsstufen
- Es hilft, Muskelschmerzen und Steifheit zu lindern
- Verbessert den Bewegungsbereich
- Fördert die Durchblutung

Sicherheitsmaßnahmen

- Das Gerät ist für Erwachsene.
- Stellen Sie nichts in die Lüftungslöcher in die Maschine ein.
- Legen Sie das Gerät nicht in Wasser, stellen Sie sicher, dass es keine Flüssigkeit an der Innenseite des Geräts einkommen kann.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel zum Hochladen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während des Betriebs oder des Ladens.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem empfohlenen Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Die empfohlene Nutzungszeit des Produkts beträgt 15 Minuten / Zeit.
- Bitte verwenden Sie nicht das Gerät in einer nassen Umgebung, z. B. im Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht während drastische Temperaturänderungen.
- Ausschalten und Trennen des Netzkabels nach der Verwendung.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 104 ° F (oder 40 ° C) liegt.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn die Umgebungstemperatur unter 41 ° F (5 ° C) liegt.

- Schützen Sie das Gerät vor der nahe gelegenen offenen Flamme, vor strahlenden Wärme oder direkter Sonneneinstrahlung.

1. Personen die den folgenden Symptomen haben, bitte mit ihrem Arzt absprechen, vor der Verwendung:

- Diejenigen, die mit unterschiedlichen Hautproblemen wie Swell-down-Haut, Sonnenbrand oder anderen dermatologischen Erkrankungen kämpfen.
- Diejenigen, die Herzkrankheiten, akuten Krankheiten, schwerer Hypertonie, Hubgefahr oder bösartiger Tumor haben.
- Personen, die Hautbefall haben, oder Blutkreislaufstörungen wie Thrombose, schwere Aneurysmen, venöse Tumore haben.
- Wer leidet an Osteoporose.
- Wer an Herzkrankheiten leidet oder elektronische medizinische Geräte wie Herzschrittmacher tragen.
- Schwangere Frauen oder Frauen während ihrer Menstruationsperiode.
- Es ist verboten, das Gerät auf einem wässrig, nassen Körper zu verwenden.
- Personen mit offenen Wunden.

2. Sicherheitsvorkehrungen

- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer trockenen Oberfläche.

- Überprüfen Sie regelmäßig den Massagebereich und hören Sie sofort mitzunehmen, wenn Schmerz oder unangenehmes Gefühl auftritt.
- Dieses Produkt kann nicht für medizinische Behandlungszwecke verwendet werden.
- Die empfohlene Nutzungszeit des Produkts beträgt 15 Minuten / Anlass.
- Mit nassen Händen, berühren Sie das Ladekabel nicht.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden.
- Wenn das Produkt beschädigt, die Ummantelung gebrochen und unvollständig ist, oder im Fall eines Stromausfalls, bitte hören Sie auf das Gerät zu benutzen.
- Schalten Sie das Gerät nicht während des Ladens ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf einmal, von mehr als 30 Minuten, da der Temperaturregler die Maschine automatisch ausschaltet. In einem solchen Fall lassen Sie das Gerät einen 30-minütigen Pause zu nehmen, um es abzukühlen.

Benutzen:

- Wählen Sie den entsprechenden Massagekopf aus und stecken Sie ihn mit der Massagepistole.
- Drücken Sie die Einschalttaste, um einzuschalten.
- Wählen Sie aus 6 verschiedenen Massagemodi. * Auto-Off-Zeit ist ungefähr 15 Minuten
- Stellen Sie die Massage auf die gewünschte Geschwindigkeit auf Ihrem Körper ein und drücken Sie sie an den gewünschten Bereich.

Ladung

- Ladung vollständig (ca. 3 Stunden) vor der ersten Verwendung.
- Verbinden Sie das USB-Ladekabel (mitgeliefert) an eine geeignete DC 5V / 2A-USB-Netzteil, und dann das andere Ende des Kabels an das Gerät.
- 6 rote LEDs blinken, wenn der Akku entladen ist.
- Wenn alle 6 LED-Licht aufleuchtet ständig, ist der Akku vollständig aufgeladen.

Wartung und Reinigung.

- Zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Schalten Sie mit dem Hauptschalter immer nach der Verwendung aus.
- Bewahren Sie das Gerät in einer trockenen und staubfreien Umgebung auf.
- Schützen Sie das Gerät vor der nahe gelegenen offenen Flamme, strahlenden Wärme oder vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bitte reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, und es vom Netzkabel getrennt hat.

Produktmerkmale

Gerätsgewicht: 1237 Gramm

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Betriebszeit: ca. 30 Minuten

Geschwindigkeit in Modus 1: 2100 RPM

Geschwindigkeit in Modus 2: 2300 URPM

Geschwindigkeit in Modus 3: 2500 URPM

Geschwindigkeit in Modus 4: 2700 URPM

Geschwindigkeit in Modus 5: 2900 RPM

Geschwindigkeit in Modus 6: 3100 RPM

Stromstärke im Standby-Modus (max.): 30UA

Stromstärke während des Betriebs: (max.): 4000 mA

Leistung im Standby-Modus (max.): 0,22mw

Spannung: 7,4V 1500mAh

Nennleistung: 20W

Betriebszeit: 15 Minuten

EE KASUTUSJUHE

Paki sisu

- Massaažipüstol
- 4tk vahetatavad pead
- USB-laadimiskaabel
- Kasutusjuhend

Põhijooned

- Laetav juhtmeta massaaž
- 6 võimsustaseme massaažirežiimi
- Aitab leevendada lihaste valulikkust ja jäikust
- Parandab liikumisulatust
- Soodustab vereringet
- Ohutusabinõud
- Ainult täiskasvanutele.
- Ärge asetage midagi ventilatsioonivadmesse.
- Ärge pange seda toodet vette ega laske vett sinna sattuda.
- Kasutage laadimiseks ainult lisatud USB-laadimis-kaablit.
- Ärge jälke seda toodet töötamise või laadimise ajal järelevalveta.
- Ärge kasutage lisavarustust, mis pole soovitatav.
- Ärge kasutage seda toodet õues.
- Selle toote soovitatav kasutusaeg on 15 minutit/seanss.
- Ärge kasutage seda niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas.
- Rge kasutage seda, kui temperatuur on drastiliselt muutunud.
- Pärast kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ärge kasutage seda, kui ümbritseva õhutemperatuur on kuni 104°F (või 40°C).
- Ärge kasutage seda, kui ümbritsev temperatuur on alla 41°F (5°C).
- Ärge asetage seda tule lähedale ega otse päikese alla.

1. Inimesed, kellel on allpool toodud sümptomid, pidage enne kasutamist nõu arstiga

- Inimesed, kes põevad selliseid nahahaigusi nagu naha turse, päikesepõletus või muud dermatoloogilised haigused.
- Pahaloomuliste kasvajate, ägedate haiguste, südamehaiguste, insuldi või raske hüpertensiooni all kannatavaid inimesed.
- inimesed, kes kannatavad mis tahes vereringehäirete, näiteks tromboosi, raskete aneurüsmide ja veenikasvajaite all: või mis tahes nahainfektsioonidest.
- Osteoporoosi all kannatavad inimesed.
- Inimesed, kes põevad südamehaigusi või kannavad elektroonilisi meditsiinivahendeid, näiteks südamestimulaatorit.
- rasedad või menstruatsiooniperioodil olevad naised.
- Inimestel, kelle keha on märg, on selle toote kasutamine keelatud.
- Inimesed, kellel on lahtised haavad

2. Ohutus

- Kasutage ainult kuival pinnal.
- Kontrollige sageli masseeritavat piirkonda ja lõpetage kohe [valu või ebamugavustunde ajal] kasutamine.
- Seda toodet ei tohi kasutada meditsiinilistel eesmärkidel.
- Selle toote soovitatav kasutusaeg on 15 minutit / seanss.
- Ärge kasutage pistiku tõmbamiseks märga kätt.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see välja vahetada.

- Kui toode avastatakse kahjustatud, katki, voolulekke all või on avatud osi, lõpetage selle kasutamine.
- Ärge lülitage toodet laadimise ajal sisse.
- Ärge kasutage seda toodet pidevalt üle 30 minuti, muidu lülitab temperatuuri reguleerimine masina automaatselt välja. Kui jah, lubage enne jätkamist 30-minutilise paus.

Kirjeldus

Level indicator(light)-indikaatori tase[valgus]
Power(mode)switch-toite režiim, lüliti
DC charging port-alalisvoolu laadimisport
Massager handle-masseerija käepide
Interchangable head-vahetatav pea
Round head(for large muscle groups)-ümmargune pea
Suurte lihadrühmade jaoks)
Flat head(for any parts of body)-lame pea (kehaosade jaoks)
Fork head(for neck and spine)- kahvel pea (kaela ja selgroo jaoks)
Bullet head(for joints)-kuulipea (liigeste jaoks)

Kuidas tegutseda

- Valige sobiv massaaži pea ja ühendage massaažipüstoliga.
- Sisselülitamiseks vajutage toitenuppu (režiim).
- Lülitage 6 erinevale massaažirežiimile. Automaatselt väljalülituse seade on umbes 15 minutit.
- Seadke massaaž kehale soovitud kiirusega, rakendage sellele vastavat survet.

Kuidas laadida

- Enne esmakordset kasutamist laadige see täielikult (umbes 3 tundi).
- Ühendage USB-laadimiskaabel (komplektis) sobiva USB-pistikupesaga nimipinguga DC 5V / 2A ja seajärel teine ots seadme alalisvoolu laadimisportiga.
- 6 Aku laadimisel vilguvad punased valgusdioodid.
- Kõik 6 LED-valgustit jäävad põlema, kui aku on täielikult laetud.

Hooldus ja puhastamine

- Ärge võtke toodet lahti.
- Pärast kasutamist lülitage alati toide välja.
- Hoidke seadet kuivas ja tolmuvabas keskkonnas.
- Ärge hoidke seda toodet kõrgel temperatuuril ega tule lähedal. Ärge hoidke otse päikesevalguses käes.
- Palun puhastage toodet kuiva lapiga.
- Enne puhastamist veenduge, et lüliti oleks välja lülitatud ja toitepistik tootest lahti ühendatud.

Toote spetsifikatsioonid

Toote kaal: 1237 grammi
Laadimisaeg: Umbes 3 tundi
Tööaeg: Umbes 30 minutit
Kiirus 1: 2100rpm
Kiirus 2: 2300rpm
Kiirus 3: 2500rpm
Kiirus 4: 2700rpm
Kiirus 5: 2900rpm
Kiirus 6: 3100rpm
Staatiline olevuuvool [Max.]: 30uA
Töövool: [Max.]: 4000mA
Staatiline otek [Max.]: 0.22mW
Pinge: 7.4V 1500mAH
Nimivõimsus: 20W
Hinnatud aeg: 15 minutit

FR Manuel d'utilisation

Contenu de l'emballage

- Pistolet de massage
- 4 têtes interchangeable
- Câble de chargement USB
- Manuel d'instructions

Principales caractéristiques

- Massage sans fil rechargeable
- Mode de massage à 6 niveaux de puissance
- Aide à soulager les courbatures et les raideurs musculaires
- Améliore l'amplitude des mouvements
- Favorise la circulation sanguine

Précautions de sécurité

- Pour adultes seulement.
- Ne placez rien dans les orifices de ventilation de la gaine.
- Ne mettez pas ce produit dans l'eau et ne laissez pas l'eau y pénétrer.
- Utilisez uniquement le câble de chargement USB fourni pour la recharge.
- Ne laissez pas ce produit sans surveillance en fonctionnement ou en charge.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
- La durée d'utilisation recommandée de ce produit est de 15 minutes/session.
- Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement humide tel qu'une salle de bain.
- Veuillez ne pas l'utiliser en cas de changement radical de température.
- Veuillez couper l'alimentation et débrancher la machine après utilisation.
- Veuillez ne pas l'utiliser lorsque la température ambiante est proche de 104 °F ou 40 °C.
- Veuillez ne pas l'utiliser lorsque la température ambiante est inférieure à 41°F ou 5°C.
- Ne placez pas le produit près du feu ou directement sous le soleil.

1. Les personnes présentant les symptômes ci-dessous, veuillez consulter un médecin avant utilisation

- Les personnes qui souffrent d'affections cutanées telles que des peaux enflées, des coups de soleil ou d'autres maladies dermatologiques.
- Les personnes qui souffrent de tumeurs malignes, de maladies aiguës, de maladies cardiaques, d'accident vasculaire cérébral ou d'hypertension sévère.
- Les personnes souffrant de troubles de la circulation sanguine tels que la thrombose, les anévrismes sévères et les tumeurs veineuses; ou de toute infection cutanée.
- Les personnes souffrant d'ostéoporose.
- Les personnes qui souffrent d'une maladie cardiaque ou qui portent du matériel médical électronique tel qu'un stimulateur cardiaque.
- Femmes enceintes ou femmes en période de règles.
- Il est interdit aux personnes dont le corps est mouillé d'utiliser ce produit.
- Les personnes qui ont des plaies ouvertes.

2. Sécurité

- Utiliser uniquement sur une surface sèche.
- Vérifier fréquemment la zone massée et arrêter immédiatement de l'utiliser en cas de douleur ou d'inconfort.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins de

traitement médical.

- La durée d'utilisation recommandée de ce produit est de 15 minutes/session.
- N'utilisez pas les mains mouillées pour retirer la fiche.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé.
- Si le produit est endommagé, cassé, souffrant d'une fuite de courant ou avec des pièces exposées, veuillez cesser de l'utiliser.
- N'allumez pas le produit lorsqu'il est en cours de charge.
- N'utilisez pas ce produit en continu pendant plus de 30 minutes, sinon le contrôle de température éteindra automatiquement la machine. Si tel est le cas, veuillez prévoir une pause de 30 minutes avant de reprendre.

Comment utiliser

- Choisissez une tête de massage appropriée et branchez-la sur le pistolet de massage.
- Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt (Mode) pour allumer.
- Passez à 6 modes de massage différents. * Réglage de l'arrêt automatique à environ 15 minutes.
- Réglez le massage à la vitesse souhaitée sur votre corps, appliquez une pression en conséquence.

Comment charger

- Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez-le complètement (environ 3 heures).
- Connectez le câble de charge USB (inclus) à une prise d'alimentation USB appropriée de 5 V / 2 A CC, puis l'autre extrémité au port de charge CC de l'appareil.
- 6 LED rouges clignotent lorsque la batterie est en cours de chargement.
- Les 6 voyants LED restent allumés lorsque la batterie est complètement rechargée.

Entretien et nettoyage

- Veuillez ne pas démonter le produit.
- Veuillez toujours éteindre l'alimentation principale après utilisation.
- Conservez l'appareil dans un environnement sec et sans poussière.
- Ne conservez pas ce produit à une température élevée ou à proximité d'un feu. Ne gardez pas sous la lumière directe du soleil.
- Veuillez nettoyer ce produit avec un chiffon sec.
- Avant le nettoyage, veuillez vous assurer que l'interrupteur a été éteint et que la fiche d'alimentation a été débranchée du produit.

Spécifications du produit

Poids du produit: 1237 grammes
Temps de charge: environ 3 heures
Temps de fonctionnement: environ 30 minutes
Vitesse en mode 1: 2100 tr / min
Vitesse en mode 2: 2300 tr / min
Vitesse en mode 3: 2500 tr / min
Vitesse en mode 4: 2700 tr / min
Vitesse en mode 5: 2900 tr / min
Vitesse en mode 6: 3100 tr / min
Courant d'état statique [max.]: 30uA
Courant de fonctionnement: [Max.]: 4000mA
Puissance statique [max]: 0,22 mW
Tension: 7,4 V 1500 mAH
Puissance nominale: 20 W
Temps évalué: 15 minutes

GR Περιεχόμενα συσκευασίας

- Όπλο μασάζ
- 4 τεμάχια εναλλάξιμα κεφάλια
- Καλώδιο φόρτισης USB
- Εγχειρίδιο οδηγιών

Βασικά χαρακτηριστικά

- Επαναφορτιζόμενο ασύρματο μασάζ
- 6 λειτουργία μασάζ επιπέδου ισχύος
- Βοηθά στην ανακούφιση του πόνου και της δυσκαμψίας των μυών
- Βελτιώνει το εύρος κίνησης
- Προωθεί την κυκλοφορία του αίματος

Μέτρα ασφαλείας

- Μόνο για ενήλικες.
- Μην τοποθετείτε τίποτα στις οπές εξαιρισμού του άξονα.
- Μην βάζετε αυτό το προϊόν σε νερό και μην αφήνετε νερό να μπει σε αυτό.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το συνημμένο καλώδιο φόρτισης USB για επαναφόρτιση.
- Μην αφήνετε αυτό το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν εργάζεστε ή με κρέωση.
- Μην χρησιμοποιείτε αζεσουάρ που δεν συνιστώνται.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
- Ο συνιστώμενος χρόνος χρήσης αυτού του προϊόντος είναι 15 λεπτά / συνεδρία.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον όπως μπάνιο.
- Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει δραστητική αλλαγή στη θερμοκρασία.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το μηκάνημα μετά τη χρήση.
- Μην το χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι έως 104 ° F (ή 40 ° C).
- Μην το χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 41 ° F (5 ° C).

- Μην το τοποθετείτε κοντά στη φωτιά ή απευθείας κάτω από τον ήλιο.

1. Άτομα που έχουν τα ακόλουθα συμπτώματα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν από τη χρήση

- Άτομα που πάσχουν από δερματικές παθήσεις όπως ηρσιμένα δέρματα, ηλικιακά εγκαυματα ή άλλες δερματολογικές ασθένειες.
- Άτομα που πάσχουν από κακοήθεις όγκους, οξείες ασθένειες, καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο ή σοβαρή υπέρταση.
- Άτομα που πάσχουν από οποιοδήποτε διαταραχές κυκλοφορίας του αίματος όπως θρόμβωση, σοβαρά ανευρύσματα και φλεβικούς όγκους, ή από τυχόν δερματικές λοιμώξεις.
- Άτομα που πάσχουν από οστεοπόρωση.
- Άτομα που πάσχουν από καρδιακές παθήσεις ή μεταφέρουν ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό όπως καρδιακό βηματοδότη.
- Εγκυες ή γυναίκες που βρίσκονται σε περίοδο εμμηνορροίας.
- Άτομα των οποίων το σώμα είναι βρεγμένο απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
- Άτομα που έχουν ανοιχτές πληγές.

2. Ασφάλεια

- Χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνή επιφάνεια.
- Ελέγχετε συχνά την περιοχική μασάζ και σταματήστε αμέσως τη χρήση όταν υπάρχει πόνος ή δυσφορία.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς.

- Ο συνιστώμενος χρόνος χρήσης αυτού του προϊόντος είναι 15 λεπτά / συνεδρία.
- Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένα χέρια για να τραβήξετε το φις.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί.
- Εάν το προϊόν βρεθεί κατεστραμμένο, σπασμένο, υποφέρει από διαρροή ρεύματος ή με εκτεθειμένα μέρη, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
- Μην ενεργοποιείτε το προϊόν όταν φορτίζεται.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν συνεχώς για πάνω από 30 λεπτά, αλλιώς ο έλεγχος θερμοκρασίας θα απενεργοποιήσει αυτόματα το μηκάνημα. Εάν να, αφήστε ένα διάλειμμα 30 λεπτών πριν συνεχίσετε.
- Τρόπος λειτουργίας
- Επιλέξτε μια κατάλληλη κεφαλή μασάζ και συνδέστε το στο πιστόλι μασάζ.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (λειτουργία) για να το ενεργοποιήσετε.
- Μεταβείτε σε 6 διαφορετικές λειτουργίες μασάζ. * Ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης σε περίπου 15 λεπτά
- Ρυθμίστε το μασάζ με την επιθυμητή ταχύτητα στο σώμα σας, ασκήστε την κατάλληλη πίεση.

Πώς να χρεώσετε

- Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως (περίπου 3 ώρες).
- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB (περιλαμβάνεται) σε μια κατάλληλη πρίζα USB με ονομασία DC 5V / 2A και στη συνέχεια το άλλο άκρο στη θύρα φόρτισης DC της συσκευής.
- 6 Τα κόκκινα LED αναβοσβήνουν, όταν η μπαταρία φορτίζεται.
- Και τα 6 φώτα LED θα παραμείνουν αναμμένα, όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Συντήρηση και καθαρισμός

- Μην αποσυρμολογήσετε το προϊόν.
- Απενεργοποιείτε πάντα την κύρια τροφοδοσία μετά τη χρήση.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε ξηρό και χωρίς σκόνη περιβάλλον.
- Μην φυλάσσετε αυτό το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε φωτιά. Μην φυλάσσετε σε άμεσο ηλιακό φως.
- Καθαρίστε αυτό το προϊόν με στεγνό πανί.
- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος και ότι το φις έχει αποσυνδεθεί από το προϊόν.

Προδιαγραφές προϊόντος

- Βάρος προϊόντος: 1237 γραμμάρια
- Χρόνος φόρτισης: Περίπου 3 ώρες
- Χρόνος εργασίας: Περίπου 30 λεπτά
- Ταχύτητα σε λειτουργία 1: 2100rpm
- Ταχύτητα σε λειτουργία 2: 2300rpm
- Ταχύτητα στη λειτουργία 3: 2500rpm
- Ταχύτητα στη λειτουργία 4: 2700rpm
- Ταχύτητα στη λειτουργία 5: 2900rpm
- Ταχύτητα στη λειτουργία 6: 3100rpm
- Ρεύμα στατικής κατάστασης (Μέγ.): 30uA
- Ρεύμα λειτουργίας (Μέγ.): 4000mA
- Ισχύς στατικής κατάστασης (Μέγ.): 0,22mW
- Τάση: 7.4V 1500mAh
- Ονομαστική ισχύς: 20W
- Ονομαστική ώρα: 15 λεπτά

ES Manual de usuario

Contenido del paquete

- Pistola de masaje
- 4 cabezales intercambiables.
- Cable de carga USB

Características Clave

- Masaje inalámbrico recargable
- 6 modos de masaje de nivel de potencia
- Ayuda a aliviar el dolor y la rigidez de los muscular
- Mejora el rango de movimiento
- Promueve la circulación sanguínea

Precauciones de Seguridad

- Sólo para adultos.
- No coloque nada en los orificios de ventilación del eje.
- No ponga este producto en agua ni deje que entre agua.
- Utilice solo el cable de carga USB adjunto para recargar.
- No deje este producto desatendido cuando esté trabajando o cargándose.
- No utilice accesorios no recomendados.
- No utilice este producto al aire libre.
- El tiempo de uso recomendado de este producto es de 15 minutos / sesión.
- Por favor, no lo use en un ambiente húmedo como el baño.
- No lo utilice cuando haya un cambio drástico de temperatura.
- Apague la alimentación y desenchufe la máquina después de su uso.
- No lo utilice cuando la temperatura ambiente sea de hasta 104 ° F (o 40 ° C).
- No lo utilice cuando la temperatura ambiente sea inferior a 41 ° F (5 ° C).
- No lo coloque cerca del fuego o directamente bajo el sol.

Las personas que tienen los siguientes síntomas, consulte a un médico antes de usar

Personas que padecen afecciones cutáneas como pieles hinchadas, quemadas por el sol u otras enfermedades dermatológicas.

- Personas que padecen tumores malignos, enfermedades agudas, cardiopatías, ictus o hipertensión grave.
- Personas que padecen algún trastorno de la circulación sanguínea como trombosis, aneurismas graves y tumores venosos; o de cualquier infección de la piel.
- Personas que padecen osteoporosis.
- Personas que padecen enfermedades cardíacas o portan equipos médicos electrónicos como marcapasos cardíaco.
- Mujeres embarazadas o en período de menstruación.
- Las personas con el cuerpo mojado tienen prohibido utilizar este producto.
- Personas que tienen heridas abiertas.

Seguridad

- Usar solo sobre una superficie seca.
- Revise el área masajeadora con frecuencia y deje de usar inmediatamente cuando sienta dolor o malestar.
- Este producto no debe utilizarse con fines de tratamiento médico.

- El tiempo de uso recomendado de este producto es de 15 minutos / sesión.
- No use las manos mojadas para tirar del enchufe.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado.
- Si el producto se encuentra dañado, roto, sufriendo una fuga de energía o con partes expuestas, deje de usarlo.
- No encienda el producto mientras se está cargando.
- No utilice este producto de forma continua durante más de 30 minutos, de lo contrario, el control de temperatura apagará automáticamente la máquina. Si es así, permita un descanso de 30 minutos antes de continuar.

Como Operar

- Elija un cabezal de masaje adecuado y conéctelo a la pistola de masaje.
- Presione el botón de encendido (modo) para encender.
- Cambiar a 6 modos de masaje diferentes. * Configuración de apagado automático en alrededor de 15 minutos.
- Establezca el masaje a la velocidad deseada en su cuerpo, aplique la presión correspondiente.

Cómo Cargar

- Antes de usarlo por primera vez, cárguelo completamente (aproximadamente 3 horas).
- Conecte el cable de carga USB (incluido) a una toma de corriente USB adecuada con clasificación DC 5V / 2A, y luego el otro extremo al puerto de carga DC del dispositivo.
- 6 LED rojos parpadearán cuando la batería se esté cargando.
- Las 6 luces LED permanecerán encendidas cuando la batería esté completamente recargada.

Mantenimiento y Limpieza

- No desmonte el producto.
- Siempre apague la alimentación principal después de su uso.
- Mantenga el dispositivo en un ambiente seco y sin polvo.
- No mantenga este producto a altas temperaturas o cerca del fuego. No lo guarde bajo la luz solar directa.
- Limpie este producto con un paño seco.
- Antes de limpiar, asegúrese de que el interruptor esté apagado y que el enchufe de alimentación esté desconectado del producto.

Especificaciones del Producto

Peso del producto: 1237 gramos
Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas
Tiempo de trabajo: unos 30 minutos
Velocidad en modo 1: 2100 rpm
Velocidad en modo 2: 2300 rpm
Velocidad en modo 3: 2500 rpm
Velocidad en modo 4: 2700 rpm
Velocidad en modo 5: 2900 rpm
Velocidad en modo 6: 3100 rpm
Corriente de estado estático (máx.): 30uA
Corriente de trabajo: (Máx.): 4000mA
Potencia de estado estático (máx.): 0,22 mW
Voltaje: 7,4 V 1500 mAh
Potencia nominal: 20 W
Tiempo nominal: 15 minutos.

IT Contenuto della confezione

- Pistola per massaggio
- 4 teste intercambiabili
- Cavo di ricarica USB
- Manuale di istruzioni

Caratteristiche principali

- Massaggio cordless ricaricabile
- Modalità massaggio a 6 livelli di potenza
- Aiuta ad alleviare i dolori muscolari e la rigidità
- Migliora la gamma di movimento
- Promuove la circolazione sanguigna

Misure di sicurezza

- Solo per adulti.
- Non posizionare nulla nei fori di ventilazione sull'albero.
- Non mettere questo prodotto in acqua o lasciare che l'acqua vi penetri.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica USB in dotazione per la ricarica.
- Non lasciare questo prodotto incustodito durante il lavoro o in carica.
- Non utilizzare accessori sconsigliati.
- Non utilizzare questo prodotto all'aperto.
- Il tempo di utilizzo consigliato di questo prodotto è di 15 minuti / sessione.
- Si prega di non utilizzarlo in un ambiente umido come il bagno.
- Si prega di non utilizzarlo in caso di drastico cambiamento di temperatura.
- Spegnerne l'alimentazione e scollegare la macchina dopo l'uso.
- Non utilizzarlo quando la temperatura circostante è fino a 104 ° F (o 40 ° C).
- Non utilizzarlo quando la temperatura circostante è inferiore a 41 ° F (5 ° C).
- Non posizionarlo vicino al fuoco o direttamente sotto il sole.

Le persone che presentano i seguenti sintomi, consultare un medico prima dell'uso

- Persone che soffrono di malattie della pelle come pelli gonfie, scottature solari o altre malattie dermatologiche.
- Persone che soffrono di tumori maligni, malattie acute, malattie cardiache, ictus o ipertensione grave.
- Persone che soffrono di disturbi della circolazione sanguigna come trombosi, aneurismi gravi e tumori venosi; o da qualsiasi infezione della pelle.
- Persone che soffrono di osteoporosi.
- Persone che soffrono di malattie cardiache o che trasportano apparecchiature mediche elettroniche come pacemaker cardiaci.
- Donne incinte o donne che sono nel periodo mestruale.
- Le persone il cui corpo è bagnato è vietato utilizzare questo prodotto.
- Persone che hanno ferite aperte.

Sicurezza

- Utilizzare solo su una superficie asciutta.
- Controllare frequentemente l'area massaggiata e interrompere immediatamente l'uso in caso di dolore o fastidio.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi di trattamento medico.
- Il tempo di utilizzo consigliato di questo prodotto è di 15 minuti / sessione.
- Non utilizzare le mani bagnate per staccare la spina.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito.
- Se il prodotto viene trovato danneggiato, rotto, affetto da

dispersione di corrente o con parti esposte, interrompere l'utilizzo.

- Non accendere il prodotto quando è in carica.
- Non utilizzare questo prodotto continuamente per più di 30 minuti, altrimenti il controllo della temperatura spegnerà automaticamente la macchina. In tal caso, concedere una pausa di 30 minuti prima di riprendere.

descrizione delle parti

testa intercambiabile
maniglia del massaggiatore
indicatore luminoso di livello
interruttore di alimentazione
porta di ricarica CC
testa tonda [per grandi gruppi muscolari]
testa piatta [per qualsiasi parte del corpo]
testa a forcella [per collo e colonna vertebrale]
testa di proiettile [per articolazioni]

Come operare

- Scegliere una testina da massaggio adatta e collegarla alla pistola per massaggio.
- Premere il pulsante di accensione (modalità) per accendere.
- Passa a 6 diverse modalità di massaggio. * Impostazione di spegnimento automatico a circa 15 minuti
- Imposta il massaggio alla velocità desiderata sul tuo corpo, applica la pressione di conseguenza.

Come ricaricare

- Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricarlo completamente (circa 3 ore).
- Collegare il cavo di ricarica USB (in dotazione) a una presa di alimentazione USB adatta con CC 5V / 2A, quindi l'altra estremità alla porta di ricarica CC del dispositivo.
- 6 LED rossi lampeggeranno, quando la batteria è in carica.
- Tutte e 6 le luci LED rimarranno accese quando la batteria è completamente ricaricata.

Manutenzione e pulizia

- Si prega di non smontare il prodotto.
- Si prega di spegnere sempre l'alimentazione principale dopo l'uso.
- Tenere il dispositivo in un ambiente asciutto e privo di polvere.
- Non tenere questo prodotto ad alta temperatura o vicino al fuoco. Non esporre alla luce solare diretta.
- Si prega di pulire questo prodotto con un panno asciutto.
- Prima di pulire, assicurarsi che l'interruttore sia stato spento e la spina di alimentazione sia stata scollegata dal prodotto.

specifiche del prodotto

Peso del prodotto: 1237 grammi
Tempo di ricarica: circa 3 ore
Orario di lavoro: circa 30 minuti
Velocità in modalità 1: 2100 giri / min
Velocità in modalità 2: 2300 giri / min
Velocità in modalità 3: 2500 giri / min
Velocità in modalità 4: 2700 giri / min
Velocità in modalità 5: 2900 giri / min
Velocità in modalità 6: 3100 giri / min
Corrente statica (max.): 30µA
Corrente di lavoro: (Max.): 4000mA
Potenza statica (max): 0,22 mW
Vtaggio: 7,4 V 1500 mAh
Potenza nominale: 20 W.
Tempo stimato: 15 minuti

МК Упатство за употреба

Содржина на пакетот

Пиштол/Масажер

- 4 парчиња заменливи главни делови
- USB кабел за полнење

Клучни карактеристики

- 6 начини на масажа на ниво на моќност
- Помага при ублажување на мускулната болка и вкочанетост
- Го подобрува опсегот на движење
- Ја промовира циркулацијата на крвта

Мерки на претпазливост за безбедност

- Само за возрасни.
- Не ставајте ништо во отворите за вентилација на врвот.
- Не ставајте го овој производ во вода и не дозволувајте вода да влезе во неа.
- Користете го само приложениот кабел за полнење USB за повторно полнење.
- Не оставајте го овој производ без надзор кога работите или се полни.
- Не користете додатоци што не се препорачуваат.
- Не користете го овој производ на отворено.
- Препорачаното време на употреба на овој производ е 15 минути / сесија.
- Ве молиме, не користете го во влажна средина, како што е бања.
- Ве молиме, не користете го кога има драстична промена на температурата.
- Ве молиме исклучете го напојувањето и исклучете ја машината од употреба по употреба.
- Ве молиме, не користете го кога околната температура е до 104°F (или 40°C).
- Ве молиме, не користете го кога околната температура е под 41°F [5°C].
- Не ставајте го во близина на оган или директно под сонцето.

• Луѓето кои ги имаат подолу симптомите, ве молиме консултирајте се со лекар пред употреба

- Луѓе кои страдаат од кожни заболувања, како потечени кожи, изгореници од сонце или други дерматолошки заболувања.
- Луѓе кои страдаат од малигни тумори, акутни заболувања, срцеви заболувања, мозочен удар или тешка хипертензија.
- Луѓе кои страдаат од какво било нарушување во циркулацијата на крвта, како што се тромбоза, тешки анеуризми и венски тумори; или од какви било инфекции на кожата.
- Луѓе кои страдаат од остеопороза.
- Луѓе кои страдаат од срцеви заболувања или носат електронска медицинска опрема како што е срцев пейсмејкер.
- Бремени жени или жени кои се во менструален период.
- На луѓето чии тела се влажни, им е забрането да го користат овој производ.
- Луѓе кои имаат отворени рани.

Безбедност

- Користете го само на сува површина
- Често проверувајте ја областа со масажа и веднаш престанете да го користите кога имате болка или непријатност.
- Овој производ не треба да се користи за цели на медицински третман.

- Препорачаното време на употреба на овој производ е 15 минути / сесија.
- Не користете влажни раце за да го повлечете приклучокот.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да се замени.
- Доколку производот се најде оштетен, скршен, страда од истекување на струја или со изложени делови, престанете да го користите.
- Не вклучувајте го производот кога се полни.
- Не користете го овој производ континуирано повеќе од 30 минути, или во спротивно контролира на температурата автоматски ќе ја исклучи машината. Доколку е така, дозволете пауза од 30 минути пред да продолжите.

Начин на употреба

- Изберете соодветен главен дел и ставете го пиштолот за масажа.
- Притиснете го копчето за напојување за да го вклучите.
- Препрелте се на 6 различни режими за масажа. Автоматско исклучување(Auto Off) Поставување околу 15 минути
- Поставете ја масажата со посакувана брзина на вашето тело, направете притисок соодветно.

Како да наполнување на уредот

- Пред да го користите за прв пат, наполнете го целосно (околу 3 часа).
- Поврзете го USB кабелот за полнење (вклучен) на соодветен USB излез за напојување со номинална струја DC 5V / 2A, а потоа и другиот крај на влезот DC за полнење на уредот.
- 6 црвени LED диоди ќе трепкаат кога батеријата се полни.
- Сите 6 LED светла ќе останат вклучени, кога батеријата е целосно наполнета. Одржување и чистење
- Ве молиме, не расклопувајте го производот.
- Ве молиме секогаш да ја исклучувате главната моќност по употреба.
- Чувајте го уредот во сува и прашина околина.
- Не го чувајте овој производ на висока температура или близу до оган. Не чувајте под директна сончева светлина.
- Ве молиме исцистете го овој производ со сува крпа.
- Пред чистење, проверете дали приклучокот е исклучен и дали приклучокот за струја е исклучен од производот.

Спецификации на производот

Тежина на производот: 1237 грама

Време на полнење: Околу 3 часа

Време на работа: Околу 30 минути

Брзина при режим 1: 2100 врт / мин

Брзина при режим 2: 2300 вртежи /мин

Брзина при режим 3: 2500 вртежи /мин

Брзина при режим 4: 2700 вртежи /мин

Брзина во режим 5: 2900 вртежи / мин

Брзина во режим 6: 3100 врт / мин

Струја на статична состојба (макс.): 30 μ A

Работна струја: (Макс.): 4000mA

Статичка состојба (максимум): 0,22mW

Напон: 7,4V 1500mAh

Номинална моќност: 20W

Номинално време: 15 минути

RU Руководство пользователя

Содержимое упаковки

- Массажный пистолет
- 4 сменные насадки
- USB-кабель для зарядки
- Инструкция по эксплуатации

Ключевая особенность

- Встроенный аккумулятор
- Режим массажа с 6 уровнями мощности
- Помогает уменьшить болезненность и скованность мышц
- Увеличивает диапазон движений
- Способствует кровообращению

Меры безопасности

- Только для взрослых.
- Не помещайте ничего в вентиляционные отверстия вала.
- Не опускайте этот продукт в воду и не допускайте попадания на него воды.
- Для подзарядки используйте только прилагаемый USB-кабель для зарядки.
- Не оставляйте этот продукт без присмотра во время работы или зарядки.
- Не используйте аксессуары, которые не рекомендуются.
- Не используйте этот продукт на открытом воздухе.
- Рекомендуемое время использования этого продукта - 15 минут на сеанс.
- Не используйте его во влажных помещениях, например в ванной.
- Не используйте его при резком изменении температуры.
- Пожалуйста, выключите питание и отключите машину от сети после использования.
- Пожалуйста, не используйте его при температуре окружающей среды до 104 °F (или 40°C).
- Не используйте его, если температура окружающей среды ниже 5 ° C (41°F).
- Не размещайте его рядом с огнём или прямо под солнечными лучами.

Людам, у которых наблюдаются указанные ниже симптомы, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

- Людам, страдающим кожными заболеваниями, такими как опухшая кожа, солнечные ожоги или другие дерматологические заболевания.
- Людам, страдающим злокачественными опухолями, острыми заболеваниями, сердечными заболеваниями, инсультом или тяжёлой гипертонией.
- Людам, страдающим какими-либо нарушениями кровообращения, такими как тромбозы, тяжёлые аневризмы и венозные опухоли; или от любых кожных инфекций.
- Людам, страдающим остеопорозом.
- Людам, страдающим сердечными заболеваниями или имеющим электронное медицинское оборудование, например, кардиостимулятор.
- Беременные женщины или женщины в период менструации.
- Запрещается использовать этот продукт людям с мокрыми телами.
- Людам с открытыми ранами.

Безопасность

- Используйте только на сухой поверхности.
- Часто проверяйте массируемую область и немедленно

прекратите использование при появлении боли или дискомфорта.

- Этот продукт не должен использоваться в медицинских целях.
- Рекомендуемое время использования этого продукта - 15 минут на сеанс.
- Не тяните за вилку мокрыми руками.
- Если шнур питания повреждён, его необходимо заменить.
- Если продукт повреждён, сломан, имеет утечку мощности или имеет открытые детали, пожалуйста, прекратите его использование.
- Не включайте продукт, когда он заряжается.
- Не используйте этот продукт непрерывно более 30 минут, иначе регулятор температуры автоматически выключит машину. В таком случае сделайте 30-минутный перерыв, прежде чем продолжить.

Как работать

- Выберите подходящую массажную головку и подключите ее к массажному пистолету.
- Нажмите кнопку питания (режим), чтобы включить.
- Переключитесь на 6 различных режимов массажа. * Автоматическое выключение примерно через 15 минут
- Установите желаемую скорость массажа на свое тело и соответствующим образом надавите.

Как заряжать

- Перед первым использованием полностью зарядите его (около 3 часов).
- Подключите USB-кабель для зарядки (входит в комплект) к подходящей USB-розетке с номиналом 5 В / 2 А постоянного тока, а затем другой конец к порту зарядки постоянного тока устройства.
- 6 красных светодиодов будут мигать, когда аккумулятор заряжается.
- Все 6 светодиодных индикаторов будут гореть, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

Уход и чистка

- Пожалуйста, не разбирайте продукт.
- Всегда выключайте основное питание после использования.
- Храните устройство в сухом и непьющем месте.
- Не храните этот продукт при высокой температуре или рядом с огнем. Не держите под прямыми солнечными лучами.
- Пожалуйста, очищайте этот продукт сухой тканью.
- Перед чисткой убедитесь, что переключатель выключен, а вилка питания отключена от продукта.

Характеристики продукта

Вес продукта: 1237 грамм
Время зарядки: около 3 часов
Время работы: около 30 минут
Скорость в режиме 1: 2100 об / мин
Скорость в режиме 2: 2300 об / мин
Скорость в режиме 3: 2500 об / мин
Скорость в режиме 4: 2700 об / мин
Скорость в режиме 5: 2900 об / мин
Скорость в режиме 6: 3100 об / мин
Ток статического состояния (макс.): 30 мкА
Рабочий ток: (макс.): 4000 мА
Мощность в статическом состоянии (макс.): 0,22 мВт
Напряжение: 7,4 В 1500 мАч
Номинальная мощность: 20 Вт
Номинальное время: 15 минут

RS Упутство за коришћење

Садржај пакета

- Масажни пиштољ
- 4ком Изменљиве главе
- УСБ кабл за пуњење
- Упутство за употребу

Кључне карактеристике

- Акумулаторска масажа која се може пунити
- 6 Режима снаге
- Помаже у ублажавању болности и укочености мишића
- Побољшава опсег покрета
- Подстиче циркулацију крви

Мере безбедности

- Само за одрасле.
 - Не стављајте ништа у вентилационе рупе на вратилу.
 - Не стављајте овај производ у воду нити дозволите да вода уђе у њега.
 - За пуњење користите само прикључени УСБ кабл за пуњење.
 - Не остављајте овај производ без надзора током рада или уз наплату.
 - Не користите додатке који се не препоручују.
 - Не користите овај производ на отвореном.
 - Препоручено време употребе овог производа је 15 минута по сесији.
 - Немојте га користити у влажном окружењу као што је купатило.
 - Немојте га користити када дође до драстичне промене температуре.
 - Молимо искључите напајање и искључајте машину након употребе.
 - Немојте га користити када је температура околине до 104 Ф (или 40 Ц).
 - Молим вас немојте га користити када спољна температура испод 41 Ф (5 Ц).
- Не стављајте је близу ватре или директно под сунце.

Особе које имају долен аведене симптоме, пре употребе се обратите лекару

- Људи који пате од кожных обољења као што су отечене коже, опекотине од сунца или друге дерматолошке болести.
- Људи који пате од малигнух тумора , акутних болести, болести срца, можданог удара или тешке хипертензије.
- Људи који пате од било којих поремећаја циркулације крви као што су тромбоза, тешке анеуризме и венски тумори ; или од било којих инфекција коже.
- Људи који пате од остеопорозе.
- Људи који пате од болести срца или носе електронску медицинску опрему као што је срчани пејсмејкер.
- Труднице или жене које су у менструацији.
- Људима чија су тела мокра забрањена је коришћење овог производа.
- Људи који имају отворене ране.

Сигурност

- Користити само на сувој површини.
- Често проверавајте масирано место и одмах

престаните да користите када постоји бол или нелагодност.

- Овај производ се не сме користити у медицинске сврхе.
- Препоручено време употребе овог производа је 15 минута по сесији.
- Не повлачите утикач мокрим рукама.
- Ако је кабл за напајање оштећен, мора се заменити.
- Ако се утврди да је производ оштећен, сломљен, пропушта струју или има изложене делове, престаните да га користите.
- Не палите производ док се пуни.
- Не користите овај производ непрекидно више од 30 минута, јер ће иначе контрола температуре аутоматски искључити машину. Ако јесте, дозволите 30-минутну паузу пре наставка.

Како радити

- Изаберите одговарајућу масажну главу и утакните је у масажни пиштољ.
- Притисните дугме за напајање (режим) да бисте га укључили.
- Пребаците се на 6 различитих начина масаже.
- * Подешавање аутоматског искључивања око 15 минута
- Подесите масажу на тело жељеном брзином, примените притисак у складу с тим.

Како напунити

- Пре прве употребе напуните га до краја (око 3 сата).
- Повежите УСБ кабл за пуњење (приложен) у одговарајућу УСБ утичницу номиналне вредности ДЦ 5В / 2А, а затим други крај у ДЦ прикључак за пуњење уређаја.
- 6 Р ед диоде ће преперити када се батерија пуни.
- Свих 6 ЛЕД лампица остаће укључено када се батерија потпуно напуни.

Одржавање и чишћење

- Немојте растављати производ.
- Молимо вас да увек искључите главно напајање након употребе.
- Уређај држите у сувом и неправном окружењу.
- Не држите овај производ на високој температури или у близини ватре. Не држите под директним сунчевим зрацима.
- Очистите овај производ сувом крпом.
- Пре чишћења, уверите се да је прекидач искључен и да је утикач искључен из производа.

Спецификације

Тежина производа: 1237 грама
Време пуњења: око 3 сата
Радно време: око 30 минута
Брзина у режиму 1: 2100 о / мин
Брзина у режиму 2: 2300 о / мин
Брзина у режиму 3: 2500 о / мин
Брзина у режиму 4: 2700 о / мин
Брзина у режиму 5: 2900 о / мин
Брзина у режиму 6: 3100 о / мин
Струја статичког стања (макс.): 30уА
Радна струја: (макс.): 4000мА
Статичка снага (макс.): 0,22мВ
Напон: 7,4 В 1500мАХ
Називна снага: 20В
Оцењено време : 15 минута

SL Navodila za uporabo

Vsebina paketa

- Masažna pištola
- 4zamenljive glave
- USB polnilni kabel
- Navodila

Ključne funkcije

- * Polnilna brezžična naprava za masažo
- * 6 načinov masaže s nivojem moči
- * Pomaga pri lajšanju bolečine in togosti mišic
- * Izboljša obseg gibanja
- * Spodbuja krvni obtok

Varnostna opozorila

- * Samo za odrasle.
- * V prezračevalne luknje na ne polagajte ničesar.
- * Izdelka ne dajajte v vodo in ne dovolite, da voda vstopi vanj.
- * Za polnjenje uporabljajte samo priloženi polnilni kabel USB.
- * Izdelka ne puščajte brez nadzora med delom ali polnjenjem.
- * Ne uporabljajte dodatne opreme, ki ni priporočena iz strani proizvajalca.
- * Tega izdelka ne uporabljajte na prostem.
- * Priporočen čas uporabe tega izdelka je 15 minut na tretma.
- * Ne uporabljajte ga v vlažnem okolju, kot je kopalnica.
- * Prosimo, ne uporabljajte ga, če se temperatura naprave močno spremeni.
- * Po uporabi izključite napajanje in izključite napravo.
- * Naprave ne uporabljajte, kadar je temperatura okolice višja od 40°C.
- * Naprave ne uporabljajte, kadar je temperatura okolice nižja od 5 ° C.
- * Naprave ne postavljajte v bližino ognja ali neposredno pod sončno svetlobo.

Ljudje, ki imajo spodnje simptome, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom

- Ljudje, ki trpijo za kožnimi obolenji, kot so otekle kože, opečene sonce ali druge dermatološke bolezni.
- Ljudje, ki trpijo za malignimi tumorji, akutnimi boleznimi, srčnimi boleznimi, možgansko kapjo ali hudo hipertenzijo.
- Ljudje, ki trpijo zaradi kakršnih koli motenj krvnega obtoka, kot so tromboza, hude anevrizme in venski tumorji; ali zaradi kakršnih koli kožnih okužb.
- Ljudje, ki trpijo za osteoporozo.
- Ljudje, ki trpijo zaradi boleznih srca ali imajo elektronsko medicinsko opremo, kot je srčni spodbujevalnik.
- Nosečnice ali ženske v času menstruacije.
- Prepovedana je uporaba ljudem, ki imajo mokro kožo.
- Prepovedana je uporaba ljudem, ki imajo odprte rane.

Varnost

- Uporabljajte samo na suhi površini.
- Pogosto preverjajte masirano mesto in takoj prenehajte uporabljati, kadar se pojavi bolečina ali

nelagodje.

- Ta izdelek se ne sme uporabljati za namene zdravljenja.
- Priporočen čas uporabe tega izdelka je 15 minut na tretma.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati.
- Če ugotovite, da je izdelek poškodovan, pokvarjen, pušča elektriko ali ima izpostavljene dele, ga takoj prenehajte uporabljati.
- Izdelka ne vklaplajte med polnjenjem.
- Tega izdelka ne uporabljajte neprekinjeno več kot 30 minut, sicer bo naprava samodejno izklopila nadzor temperature. Če je tako, pred nadaljevanjem dovolite vsaj 30-minutni odmor.

Delovanje

- * Izberite primerno masažno glavo in jo priključite na masažno pištolo.
- * Pritisnite gumb za vklop (MODE), da ga vklopite.
- * Preklopite na 6 različnih načinov masaže. * Nastavitve samodejnega izklopa po približno 15 minut
- * Masažer nastavite na zeleno hitrost na telesu, ustrezno pritiskajte.

Polnjenje

- * Pred prvo uporabo ga napolnite do konca (približno 3 ure).
- * Priključite polnilni kabel USB (priložen) v ustrezno vtičnico USB z nazivno napetostjo 5V/ 2A, drugi konec pa na polnilna vrata enosmerne napetosti naprave.
- * Med polnjenjem baterije bo utripalo 6 rdečih LED.
- * Vseh 6 LED luči ostane prižganih, ko je baterija popolnoma napolnjena.

Vzdrževanje in čiščenje

- * Izdelka ne razstavljajte.
- * Po uporabi vedno izključite glavno napajanje.
- * Napravo hranite v suhem prostoru brez prahu.
- * Izdelka ne hranite pri visoki temperaturi ali v bližini ognja. Ne hranite na neposredni sončni svetlobi.
- * Ta izdelek čistite s suho krpo.
- * Pred čiščenjem se prepričajte, da je bilo stikalo izklopljeno in napajalni vtič odklopljen iz izdelka.

Specifikacija izdelka

- Teža: 1237 g
- Čas polnjenja: približno 3 ure
- Čas delovanja: približno 30 minut
- Hitrost v načinu 1: 2100rpm
- Hitrost v načinu 2: 2300rpm
- Hitrost v načinu 3: 2500rpm
- Hitrost v načinu 4: 2700rpm
- Hitrost v načinu 5: 2900rpm
- Hitrost v načinu 6: 3100rpm
- Statični tok (Max.): 30uA
- Delovni tok: (Max.): 4000mA
- Statični tok (Max): 0.22mW
- Voltaža: 7.4V 1500MAH
- Nazivna moč: 20W
- Nazivni čas: 15 minut

RO Aparat de masaj tip pistol

Pachetul conține

Pistol masaj
Capete interschimbabile 4 buc
Cablul de încărcare USB
Manual de instrucțiuni

Caracteristici cheie

dispozitiv reincărcabil fără fir
6 moduri de masaj
Ajută la ameliorarea durerii și rigidității musculare
Îmbunătățește mișcarea și flexibilitatea
îmbunătățește circulația sângelui

Măsuri de siguranță

Numai pentru adulți.
Nu introduceți nimic în orificiile de ventilație de pe aparat.
Nu puneți acest produs în apă și nu lăsați să intre în el apa.
Utilizați numai cablul de încărcare USB atașat pentru reincărcare.
Nu lăsați acest produs nesupravegheat atunci când lucrați sau reincărcați.
Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate.
Nu utilizați acest produs în aer liber.
Durata recomandată de utilizare a acestui produs este de 15 minute / sesiune.
Vă rugăm să nu îl utilizați într-un mediu umed, cum ar fi baiea.
Vă rugăm să nu-l utilizați atunci când există o schimbare drastică a temperaturii.
Opriți alimentarea și deconectați aparatul după utilizare.
Vă rugăm să nu-l utilizați când temperatura este de până la 104F (or 40C).
Vă rugăm să nu-l utilizați când temperatura mediului este sub 41F (5C).

Nu-l așezați lângă surse de căldură sau la soare.

1. Persoanele care prezintă simptomele de mai jos, vă rugăm să consultați un medic înainte de utilizare
Persoanele care suferă de afecțiuni ale pielii, cum ar fi pielea umflată, arsurile solare sau alte boli dermatologice.

Persoanele care suferă de tumori maligne, boli acute, boli de inimă, accident vascular cerebral sau hipertensiune arterială severă.

Persoanele care suferă de orice tulburări ale circulației sanguine, cum ar fi tromboza, anevrisme severe și tumori venoase; sau orice tip de infecție a pielii.

Persoanele care suferă de osteoporoză.

Persoanele care suferă de boli de inimă sau care poartă echipamente medicale electronice, cum ar fi stimulatorul cardiac.

Femeile gravide sau femeile aflate în perioada menstruală.

Persoanelor ale căror corpuri sunt umede li se interzice utilizarea acestui produs.

persoanele care au răni deschise.

2. Pentru siguranța dumneavoastră

Utilizați numai pe suprafețe uscate.

Verificați frecvent zona masată și opriți imediat utilizarea când există durere sau disconfort.

Acest produs nu trebuie utilizat în scopuri de tratament medical.

Durata recomandată de utilizare a acestui produs este de 15 minute / sesiune.

Nu deconectați de la sursa de alimentare cu mâinile umede.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit.

Dacă produsul este deteriorat, rupt, suferă de scurgeri de curent sau prezintă piese expuse, vă rugăm să nu îl mai utilizați.

Nu porniți produsul atunci când se încărcă.

Nu utilizați acest produs continuu mai mult de 30 de minute, altfel senzorul de temperatură va opri automat mașina. Dacă ați utilizat continuu mai mult de 30 de minute, vă rugăm să permiteți o pauză de 30 de minute ca aparatul să se răcească.

Utilizarea

Alegeți un cap de masaj adecvat și conectați la pistolul de masaj.

Apăsăți butonul de alimentare (Mod) pentru a porni.

Puteți comuta la 6 moduri diferite de masaj. * Setare Auto Off la aproximativ 15 minute

Setați viteza de masaj, și presați corpul.

Cum încărcăți

Înainte de a-l utiliza pentru prima dată, încărcăți-l complet (aproximativ 3 ore).

Conectați cablul de încărcare USB (inclus) la o priză de alimentare USB clasificată adecvată DC 5V / 2A, iar celălalt capăt la portul de încărcare DC al dispozitivului.

Când bateria este încărcată vor clipi 6 LED-uri roșii.

Când bateria este complet încărcată cele 6 LED-uri vor rămâne aprinse..

Întreținere și curățare

Vă rugăm să nu dezasamblați produsul.

Vă rugăm să opriți întotdeauna alimentarea principală după utilizare.

Păstrați dispozitivul într-un mediu uscat și fără praf.

Nu păstrați acest produs la temperaturi ridicate sau aproape de sursele de căldură/foc. Nu expuneți la razele solare.

Vă rugăm să curățați acest produs cu o cârpă uscată.

Înainte de curățare, asigurați-vă că comutatorul este la poziția "oprit" și că ștecherul a fost deconectat de la produs.

Specificațiile produsului

Greutatea produsului: 1237 grame

Temp de încărcare: aproximativ 3 ore

Temp de lucru: Aproximativ 30 de minute

Viteza la modul 1: 2100 rpm

Viteza la modul 2: 2300 rpm

Viteza la modul 3: 2500 rpm

Viteza la modul 4: 2700 rpm

Viteza la modul 5: 2900 rpm

Viteza la modul 6: 3100 rpm

Curent de stare static (max.): 30uA

Curent de lucru: (Max.): 4000mA

Putere statică statică (maximă): 0,22mW

Tensiune: 7.4V 1500mAh

Putere nominală: 20W

Temp nominal: 15 minute

ES Información Manual del usuario. Debido al espacio limitado en el empaque del producto, el manual de usuario en Español se puede encontrar en la siguiente pagina web: www.support.platinet.pl **IT** Manuale d'uso informazioni: A causa dello spazio limitato nella confezione, il manuale utente in Italiano si possono trovare online nel sito www.support.platinet.pl **МК** Упатство за користење: Поради ограничениот простор на пакувањето, упатство за користење на македонски јазик може да се најде онлајн на веб-сајтот: www.support.platinet.pl **FR** Information sur le Guide d'utilisateur. A cause de place limitée dans le packaging, le guide d'utilisateur en Français peut être trouvé sur le site: www.support.platinet.pl **DE/AU/CH** Benutzerhandbuch Informationen: Aufgrund der begrenzten Raum in der Verpackung, alle Platinet Waren Anweisungen können Sie auf unseres Website finden: www.support.platinet.pl **HU** Információ a használati útmutatóról. A csomagoláson található hely szűkössége miatt a magyar nyelvű kezelési útmutató online érhető el, a következő weboldalon: www.support.platinet.pl **RS** Упутство за коришћење: Због ограниченог простора у паковању, упутству за коришћење на српском језику могу се наћи онлајн на веб-сајту: www.support.platinet.pl **HR** Уpute за upotrebu: Zbog ograničenog prostora u ambalažu, upute za upotrebu na hrvatskom језику могу се наћи online на web stranici: www.support.platinet.pl **SK** Návod na obsluhu, z dôvodu rozmerov balenia, nájdete na internetovej stránke www.support.platinet.pl **CZ** Návod k obsluze, z důvodu rozměrů balení, naleznete na internetové stránce www.support.platinet.pl **LT** Vartotojo vadovas informacija. Dėl ribotos erdvės pakuotės, vartotojo vadovą lietuvių kalba galima rasti internete svetainėje: www.support.platinet.pl **LV** Lietotāja rokasgrāmata informācija. Ņemot vērā ierobežoto telpu iepakojuma, lietošanas pamācība lietuviešu valodā var atrast internetā, mājas lapā: www.support.platinet.pl **EE** Kasutusjuhend teavet. Tulenevalt piiratud ruumi pakend, kasutusjuhend leedu võib leida online kodulehel: www.support.platinet.pl **SE** Bruksanvisning information. På grund av begränsat utrymme i förpackningen, kan en manual i litauiska hittas online på hemsidan: www.support.platinet.pl **FI** Käyttöohje tiedot. Tilanpuutteen vuoksi pakkauskessa, ohjekirjat Liettuan löytyy netistä verkkosivulla: www.support.platinet.pl **EL** Εγχειρίδιο πληροφοριών. Λόγω του περιορισμένου χώρου στη συσκευασία, το εγχειρίδιο χρήσης στη Ελληνική γλώσσα μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.support.platinet.pl **RU** Информация о руководстве пользователя. Из-за ограниченного пространства на упаковке, руководство пользователя на русском языке можно найти в Интернете на веб-сайте: www.support.platinet.pl **UA** Посібник користувача. Через обмежений простір на упаковці, посібник користувача на українській мові можна знайти в Інтернеті на веб-сайті: www.support.platinet.pl **RO** Manualul de instructie. Luand in vedere limita de spatiu la ambalaj manualul de instructie in limba romana se poate gasi pe website: www.support.platinet.pl **BG** Упътване: Поради ограниченото място върху опаковката, ръководство за употреба на български може да бъде изтеглено онлайн на уебсайта: www.support.platinet.pl

PLATINET S.A.

30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL

www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**

077065 CORBEANCA, JUD ILFOV

str. PISCULUI 10A/2, RO

tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu

www.platinet.eu



RoHS